

# BOMBA DE VÁCUO

## 1/2 HP e 1HP

**DABI**ATLANTE

MAIS DO  
QUE TER.  
É SER.



### BOMBA DE VÁCUO 1/2 HP

Para 2 consultórios odontológicos

### BOMBA DE VÁCUO 1HP

Para 4 consultórios odontológicos

A Bomba de Vácuo nos modelos de 1/2 HP e 1HP tem um sistema de sucção de alta potência, além de ser compacta e de fácil assepsia. O equipamento minimiza a possibilidade de contaminação cruzada no consultório e garante mais economia para o cirurgião-dentista.

#### FUNCIONALIDADES

- Sistema de sucção de alta potência.
- Aspira e drena todos os residuais do meio bucal diretamente para o esgoto, evitando a contaminação do ambiente.
- Aumenta a biossegurança do consultório.
- Possui proteção térmica contra elevação da temperatura do motor.
- Projetado com materiais resistentes à corrosão, aumentando a vida útil dos componentes.
- Permite a regulagem da potência de sucção conforme a necessidade (\*kit suctor BV - \*Opcional).
- Bomba de vácuo com abafador: reduzindo o nível de ruído gerado pelo equipamento.
- Construída em liga de bronze.

#### BENEFÍCIOS PARA O DENTISTA

- Melhor desempenho nos tratamentos profiláticos e cirurgias buco-maxilares.
- Otimização do tempo de trabalho.
- Maior produtividade, pois o paciente vai menos vezes à cuspideira.
- Controle de infecção no consultório, pela diminuição de aerossóis contaminados.
- Maior produtividade para a clínica, por permitir a instalação de dois ou quatro consultórios em uso simultâneo.

Para o funcionamento da Bomba de Vácuo, basta retirar o suctor do suporte e automaticamente entrará em operação. Recolocando o suctor na posição inicial, a Bomba de Vácuo desligará automaticamente.

SOLICITE  
ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Anvisa: Produto não correlato. 5100000143: Versão - Fev/2022.



dabiatlante



dabiatlante\_oficial



dabiatlante

**DABI**ATLANTE